

TiBase Angolati Sistema ASC

Canale vite angolato




Ti Base Angolati & Sistema ASC - Canale vite angolato

La gamma di TiBase angolati anti-rotazionali di Adin rappresenta la soluzione ideale per la riabilitazione di elementi singoli in zona estetica.

La soluzione con canale vite angolato (ASC) offre un approccio innovativo per i restauri dentali. Il sistema ASC permette di spostare strategicamente, con una emergenza linguale/palatale, il foro di accesso della vite, ottimizzandone sia la funzionalità che l'estetica. Con una eccellente integrazione digitale e attraverso l'utilizzo di driver specifici, il sistema ASC migliora la precisione e la predicibilità dei restauri implantari. Questo approccio è un significativo passo in avanti verso un'odontoiatria votata al rispetto della funzionalità e dell'estetica, garanzia di soddisfazione da parte del paziente.

I TiBase per canale vite angolato di Adin hanno altezze gengivali da 1 a 3 mm per ciascuna piattaforma implantare e consentono un'angolazione fino a 20 gradi.



Driver ASC


	RP6401	Driver manuale per vite foro angolato Star - Short 23.4 L
	RP6402	Driver manuale per vite foro angolato Star - Long 28.4 L
	RP6403	Driver da cricchetto per vite foro angolato Star - Short 17.0 L
	RP6404	Driver da cricchetto per vite foro angolato Star - Long 22.0 L
	RP6405	Driver da contrangolo per vite foro angolato Star - Extra Short 20.0 L
	RP6406	Driver da contrangolo per vite foro angolato Star - Short 25.0 L
	RP6407	Driver da contrangolo per vite foro angolato Star - Long 30.0 L



Internal Hex

Connessione a Esagono Interno

RS Abutment Ti Base - Anti-rotazionale Angolato



	TB04413	TB04423	TB04433
RH	4	4	4
GH	1	2	3
L	6.65	7.65	8.65




	TB04613	TB04623	TB04633
RH	6	6	6
GH	1	2	3
L	8.65	9.65	10.65



	TB04813	TB04823	TB04833
RH	8	8	8
GH	1	2	3
L	10.65	11.65	12.65

RS Abutment Ti Base - Anti-rotazionale Angolato Wide



	TB04413W	TB04423W	TB04433W
RH	4	4	4
GH	1	2	3
L	6.65	7.65	8.65




	TB04613W	TB04623W	TB04633W
RH	6	6	6
GH	1	2	3
L	8.65	9.65	10.65



	TB04813W	TB04823W	TB04833W
RH	8	8	8
GH	1	2	3
L	10.65	11.65	12.65



UNP Ti Base Anti-rotazionale Angolato



	TB06413	TB06423	TB06433
RH	4	4	4
GH	1.5	2	3
L	7.8	8.3	9.3




	TB06613	TB06623	TB06633
RH	6	6	6
GH	1.5	2	3
L	9.8	10.3	11.3



	TB06823	TB06813
RH	8	8
GH	1.5	2
L	11.8	12.3

NP Ti Base Anti-rotazionale Angolato



	TB02413	TB02423	TB02433
RH	4	4	4
GH	1.5	2	3
L	7.7	8.2	9.2




	TB02613	TB02623	TB02633
RH	6	6	6
GH	1.5	2	3
L	9.7	10.2	11.2



	TB02813	TB02823
RH	8	8
GH	1.5	2
L	11.7	12.2



RP Ti Base Anti-rotazionale Angolato




	TB03413	TB03423	TB03433
RH	4	4	4
GH	1	2	3
L	7.2	8.2	9.2

	TB03613	TB03623	TB03633
RH	6	6	6
GH	1	2	3
L	9.2	10.2	11.2


	TB03813	TB03823	TB03833
RH	8	8	8
GH	1	2	3
L	11.2	12.2	13.2

WP Ti Base Anti-rotazionale Angolato



	TB05413	TB05423	TB05433
RH	4	4	4
GH	1	2	3
L	7.3	8.3	9.3

WP Angulated Engaged Wide



	TB05413W	TB05423W	TB05433W
RH	4	4	4
GH	1	2	3
L	7.3	8.3	9.3

	TB05613	TB05623	TB05633
RH	6	6	6
GH	1	2	3
L	9.3	10.3	11.3

	TB05813	TB05823	TB05833
RH	8	8	8
GH	1	2	3
L	11.3	12.3	13.3

	TB05613W	TB05623W	TB05633W
RH	6	6	6
GH	1	2	3
L	9.3	10.3	11.3

	TB05813W	TB05823W	TB05833W
RH	8	8	8
GH	1	2	3
L	11.3	12.3	12.3

Lifetime Warranty

A Sense of Security for You & Your Patients



ADIN Dental Implant Systems Ltd fornisce una garanzia a vita che prevede la sostituzione di impianti e/o parti protesiche prodotte da ADIN.

Per maggiori informazioni, termini e modalità consultare il sito Adin al link:

www.adin-implants.com/lifetime-warranty



Personal touch
Professional approach

Industrial Park Allon Tavor
POB 1128, Afula 1811101, Israel
T. +972-4-6426732
info@adin-implants.com
www.adin-implants.com

Servizio Clienti Italia
HTD Medical s.r.l.
Via M. Buonarroti 2B, 53013 Gaiole in Chianti (SI)
Tel: +39 0577 1910565
info@htd-medical.it • www.htd-medical.it